

DETERGENTE PROBE KATAL MD

Solução de Limpeza

Finalidade

O Detergente Probe Katal MD destina-se à limpeza e conservação das probes de aspiração de amostras biológicas (sangue total) existentes em equipamentos hematológicos. Exclusivo para uso em diagnóstico "in vitro".

Reagente

Solução de Limpeza: 1 frasco com 1000 mL cada, contendo solução aquosa de Hipoclorito de Sódio 5% e Surfactante.

Condições de Armazenamento

Armazenar em Temperatura Ambiente (2-30°C)

Precauções e Cuidados Especiais

1. Somente para uso em diagnóstico "in vitro".
2. Prejudicial à saúde se ingerido.
3. Evitar contato com olhos e pele.
4. Em caso de acidentes, lavar imediatamente com água em abundância e procurar auxílio médico.
5. Evite o contato excessivo.
6. Não reaproveitar a embalagem.
7. Descartar em local apropriado para dejetos potencialmente contaminados.
8. Após a mistura com material biológico, devem ser observados os procedimentos padronizados de Boas Práticas de Laboratório para o descarte deste tipo de material.

Apresentação

1 Litros

Garantia da Qualidade

O desempenho deste sistema diagnóstico, medido pelas propriedades descritas nesta Instrução de Uso, está garantido até a sua data de vencimento, desde que obedecidas as seguintes condições:

1. A adesão estrita, pelo usuário, ao quadro de procedimento técnico.
2. As condições de armazenamento estarem de acordo com o recomendado nesta Instrução de Uso.
3. Os materiais necessários e não fornecidos com o produto devem estar em boas condições de uso.

Assessoria Técnica

Para esclarecimentos de dúvidas e Assessoria Técnica ligue: (31) 3157-3688 ou (11) 99217-8407
E-mail: sac@katal.com.br

Fabricado por:

Katal Biotecnológica Indústria e Comércio Ltda.
Rua Leiria, 1.160
Belo Horizonte/MG - CEP: 31255-100
CNPJ: 71.437.917/0001-04
Responsável Técnico: Raquel Miranda Gonzaga
CRBio 076936/04-D
MS: XXXXXXXXXXXXX

LOT XXXXXXXXXX

XX/XX/XX

Consulte
Informações

